


非対称ジメチル-ヒストンH3-R26 (Q16695 / P68431)

ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用）

商品番号: CM0000305



前書き

R26 (Q16695/P68431)

における非対称ジメチル化ヒストンH3を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットおよびその他の広範囲な種で検証済みです。クロマチンおよびエピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	非対称ジメチル-ヒストンH3-R26 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FJ; H3C10; H3C11; HIST1H3J; 非対称ジメチル-ヒストンH3-R26
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲に予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15kDa
配送	氷袋