


エピゲノム研究用 非対称性ジメチル化ヒストンH3-R8

ウサギMab（Q16695/P68431）

商品番号: CM0000249



前書き

ヒストンH3のアルギニン8番位置の非対称性ジメチル化を標的とするウサギモノクローナル抗体（SWISS Q16695/P68431）。WB、DB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済み。エピゲノムおよびクロマチン生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	非対称性ジメチル化ヒストンH3-R8 ウサギmAb
備考/別名	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; ヒストンH3; HIST1H3A; 非対称性ジメチル化ヒストンH3-R8
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8290/8350
GeneID	8290/8350
免疫原	ヒトヒストンH3（NP_003520.1）のR8周辺の合成非対称性ジメチル化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
用途	WB、DB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
輸送方法	保冷剤