

非対称ジメチル化ヒストンH3-R8 ウサギPab (Q16695 / P68431) – Wb、Ihc-P、Chip、Elisaで検証済み

商品番号: CM0000374



前書き

非対称ジメチル化ヒストンH3-R8を対象としたウサギ由来ポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA、ChIPでの使用が検証されています。ヒト、マウス、ラット、その他の種を認識します（広範囲の交差反応性が予測されています）。アルギニンメチル化とクロマチン制御に関するエピゲノム研究に最適です。UniProt番号: Q16695 / P68431。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	非対称ジメチル-Histone H3-R8 Rabbit pAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3Cl6; HIST3H3; Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド - ヒトヒストンH3 R8周辺の非対称ジメチル化合成ペプチド (NP_003520.1)
起源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
応用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲の交差反応性が予測されています）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送方法	保冷剤