


非対称性ジメチル化ヒストンH4-

R3（P62805）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応）

商品番号: CM0000276



前書き

ヒストンH4（Swiss-Prot P62805）のArg3における非対称性ジメチル化に特異的なウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロッティング、免疫組織化学（パラフィン包埋）、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットをはじめ他の種にも反応すると予測されており、エピゲノム研究やクロマチン研究において有用なツールとなります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	非対称性ジメチル化ヒストンH4-R3 ウサギpAb
備考/別名	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; 非対称性ジメチル化ヒストンH4-R3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	H4
遺伝子ID	8359
免疫原	合成ペプチド；ヒトHIST2H4A（NP_003529.1）のR3周辺領域の非対称性ジメチル化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で反応すると予測）
SWISSプロットID	P62805
タンパク質分子量	11kDa
輸送方法	保冷剤