


非対称ジメチル化ヒストンH4-R3 ウサギPab | P62805 | Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisaで検証済み

商品番号: CM0000262



前書き

ヒストンH4のアルギニン3位（P62805）の非対称ジメチル化を特異的に認識するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットなど幅広い種との交差反応性を示します。エピジェネティクスおよびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	非対称ジメチル化ヒストンH4-R3 ウサギpAb
備考/別名	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; 非対称ジメチル化ヒストンH4-R3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H4
GeneID	8359
免疫原	ヒトヒストンH4（NP_003539.1）のR3周辺の非対称ジメチル化合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
適用	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲に予測）
SWISS	P62805
タンパク質分子量	11 kDa
輸送	保冷バッグ