


Atad2ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q6Pl18

商品番号: CM0003444



前書き

ヒトATAD2 (Q6PL18)

特異的なウエスタンブロットおよびELISA用ATAD2ウサギモノクローナル抗体。乳がん、エストロゲン受容体シグナル伝達、転写共活性化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATAD2ウサギmAb
備考/別名	ANCCA; CT137; PRO2000; ATAD2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	29028
免疫原	合成ペプチド: ヒトATAD2 (Q6PL18) のアミノ酸1-100に相当する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6PL18
タンパク質分子量	159kDa
発送	保冷バッグ