

## Atf1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa対応） - P18846

商品番号: CM0030597

### 前書き

ヒトおよびマウスを対象にWB、IP、ELISAでの検証が完了したATF1ウサギポリクローナル抗体です。細胞増殖および形質転換に関与する重要なCRE結合タンパク質であるサイクリックAMP依存性転写因子ATF-1を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 製品名       | ATF1 Rabbit pAb                                    |
| 備考/別名     | TREB36; EWS-ATF1; FUS/ATF-1; ATF1                  |
| 種         | ヒト                                                 |
| 遺伝子ID（ヒト） | 466                                                |
| 遺伝子ID     | 466                                                |
| 免疫原       | ヒトATF1（NP_005162.1）のアミノ酸1～210番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源        | ウサギ                                                |
| カテゴリー     | ポリクローナル抗体                                          |
| 用途        | WB, IP, ELISA                                      |
| 交差反応性     | ヒト、マウス                                             |
| SWISS     | P18846                                             |
| タンパク質分子量  | 29kDa                                              |
| 配送方法      | 氷袋                                                 |