

Atf6 ウサギモノクローナル抗体 - P18850

商品番号: CM0007794

前書き

WB、IP、IHC-P、ELISA用抗ATF6ウサギモノクローナル抗体。小胞体膜に埋め込まれた主要なUPR転写因子前駆体であるヒトATF6を標的とします。体外診断薬開発のための信頼性の高い原料です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATF6 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	ACHM7; ATF6A
種	ヒト
GeneID	22926
免疫原	ヒトATF6（NP_031374.2）のアミノ酸1-194に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IP、IHC-P、ELISA
交差性	ヒト
SWISS	P18850
タンパク質分子量	75kDa
輸送	保冷バッグ