

Atf6 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P18850

商品番号: CM0016689

前書き

ATF6（ACHM7/ATF6A）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。小胞体ストレスおよびUPR研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ATF6 ウサギ pAb
備考/別名	ACHM7; ATF6A; ATF6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22926
GeneID	22926
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18850
タンパク質分子量	75kDa
発送	保冷バッグ