

Wb、Elisa用 Atp1A2 ウサギ Pab - P50993

商品番号: CM0014348

前書き

ヒトATP1A2 (P50993)
を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。W
BおよびELISAで検証済み、マウスおよびラットと交
差反応性あり。ナトリウムポンプ研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP1A2 ウサギ pAb
備考/別名	FHM2; MHP2; DEE98; FARIMPD; ATP1A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	477
免疫原	ヒトATP1A2 (NP_000693.1) のアミノ酸1-70に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50993
タンパク質分子量	112kDa
配送	保冷バッグ