


Atp6V1A ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P38606

商品番号: CM0013557



前書き

ヒトATP6V1Aに対するウサギポリクローナル抗体。
ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウス
タンパク質を検出。オートファジーおよびリソソーム
研究のためのV-
ATPase触媒サブユニットを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP6V1A ウサギ pAb
備考/別名	HO68; VA68; VPP2; Vma1; DEE93; ARCL2D; ATP6A1; IECCE3; ATP6V1A1; ATP6V1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	523
GeneID	523
免疫原	合成ペプチド：ヒトATP6V1A (NP_001681.2) のアミノ酸500-600に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P38606
タンパク質分子量	68kDa
輸送	保冷バッグ