


Wb、If/Icc、Elisa用Atrウサギモノクローナル抗体 - Q13535

商品番号: CM0005019



前書き

ヒトサンプルにおけるWB、IF/ICC、ELISAで検証済みのATRウサギモノクローナル抗体。セリン/スレオニンプロテインキナーゼATR、重要なDNA損傷チェックポイント制御因子を標的とします。UniProt Q13535。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATR Rabbit mAb
備考/別名	FRP1, MECL, SCKL, FCTCS, SCKL1, ATR
種	ヒト
GeneID	545
免疫原	ヒトATR (NP_001175.2) のアミノ酸400-500以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13535
タンパク質分子量	301kDa
配送	アイスパック