


Atr ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13535

商品番号: CM0024774



前書き

ヒトATR（セリン/スレオニンプロテインキナーゼATR）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーション用に検証済み。DNA損傷およびチェックポイントシグナル伝達研究におけるATRの検出に有効です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATR Rabbit pAb
備考/エイリアス	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; ATR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	545
GeneID	545
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13535
タンパク質分子量	301kDa
配送	アイスパック