

Wb、Elisa用Avenウサギポリクローナル抗体 - Q9Nqs1

商品番号: CM0017679

前書き

WBおよびELISA用AVEN（PDCD12）ウサギポリクローナル抗体。Apaf-1を介したアポトーシスから細胞を保護する細胞死制御因子である、ヒトおよびラットのAVENを検出します。精巣、卵巣、胸腺、その他の組織におけるアポトーシス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AVENウサギpAb
備考／別名	PDCD12; AVEN
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	57099
遺伝子ID	57099
免疫原	ヒトAVEN（NP_065104.1）のアミノ酸203～362に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9NQS1
タンパク質分子量	39kDa
配送	アイスパック