

Wb、Ihc-P、El用Bag3ウサギモノクローナル抗体 - O95817

商品番号: CM0011209

前書き

BAG3 (Bcl-2-associated athanogene 3) に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのBAG3を認識；オートファジー、アポトーシス、およびストレス応答におけるコシャペロンを標的とします。がんおよび神経変性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BAG3ウサギmAb
備考/別名	BIS; MFM6; BAG-3; CAIR-1; BAG3
種	ヒト
GeneID	9531
免疫原	ヒトBAG3 (O95817) のアミノ酸50-150内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O95817
タンパク質分子量	62kDa
配送	アイスバッグ