

Bank1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Ndb2

商品番号: CM0015883

前書き

WBおよびELISAで検証済みのBANK1ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。BCRシグナル伝達とカルシウム動員に関与するB細胞足場タンパク質BANK1を標的とします。免疫学および自己免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BANK1 ウサギpAb
別名	BANK; BANK1
対象種	ヒト
遺伝子ID	55024
免疫原	ヒトBANK1（NP_060405.4）のアミノ酸516〜785に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NDB2
タンパク質分子量	89kDa
発送	保冷剤