

## Batf3 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q9Nr55

商品番号: CM0013622

### 前書き

ヒトBATF3に対するウサギポリクローナル抗体です。  
ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みで、ラットと交差反応性があります。樹状細胞分化や免疫応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名        | BATF3 Rabbit pAb                                      |
| 備考/別名      | JDPI; SNFT; JUNDM1; BATF3                             |
| 種          | ヒト                                                    |
| GeneID（ヒト） | 55509                                                 |
| GeneID     | 55509                                                 |
| 免疫原        | ヒトBATF3 (NP_061134.1) のアミノ酸1-127番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                   |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                             |
| 用途         | WB, ELISA                                             |
| 交差反応性      | ラット                                                   |
| SWISS      | Q9NR55                                                |
| タンパク質分子量   | 14kDa                                                 |
| 発送         | 保冷剤                                                   |