


Baz1A ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Nrl2

商品番号: CM0028502



前書き

WBおよびELISAで検証済みのBAZ1Aウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。DNA複製および転写に参与するクロマチンリモデリング因子ACF1を標的とします。研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	BAZ1A ウサギ pAb
備考/別名	ACF1; WALp1; hACF1; WCRF180; BAZ1A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11177
免疫原	ヒトBAZ1A (NP_038476.2) のアミノ酸1347-1556に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NRL2
タンパク質分子量	179kDa
配送	氷袋