


Bcl10 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O95999

商品番号: CM0015202



前書き

ヒトBcl10（NP_003912.1、aa 1-118）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みであり、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を有します。免疫シグナル伝達およびリンパ腫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Bcl10 ウサギpAb
備考/別名	CLAP; mE10; CIPER; IMD37; c-E10; CARMEN; Bcl10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8915
GeneID	8915
免疫原	組換えタンパク質 ヒトBcl10 (NP_003912.1) のアミノ酸1-118に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95999
タンパク質重量	26kDa
配送	アイスバッグ