

Bcs1L ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa 用） - Q9Y276

商品番号: CM0025144

前書き

BCS1L ウサギポリクローナル抗体はWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。複合体IIIの組み立てに関与するミトコンドリアシャペロンBCS1L（48kDa）を標的とし、ミトコンドリア研究および体外診断薬開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BCS1L ウサギ pAb
備考/別名	BCS; BJS; PTD; BCS1; FLNMS; h-BCS; MC3DN1; h-BCS1; GRACILE; Hs.6719; BCS1L
種	ヒト
GeneID (ヒト)	617
GeneID	617
免疫原	ヒトBCS1L (NP_004319.1) のアミノ酸33-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y276
タンパク質分子量	48kDa
発送	保冷バッグ