

WbおよびElisa用Bgatウサギモノクローナル抗体 - P16442

商品番号: CM0009225



前書き

WBおよびELISAで検証済みのBGATウサギモノクローナル抗体。ヒトと反応し、組織・血液型ABOシステム転移酵素（P16442）を標的とします。血液型抗原研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BGATウサギmAb
備考／別名	GTB; NAGAT; A3GALNT; A3GALT1; BGAT
種	ヒト
GeneID（ヒト）	28
GeneID	28
免疫原	合成ペプチド ヒトBGAT（P16442）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P16442
タンパク質分子量	41kDa
配送	保冷バッグ