


Wb、Ihc-P、Elisa用 Bhmt ウサギモノクローナル抗体 - Q93088

商品番号: CM0007640



前書き

WB、IHC-P、ELISA用 BHMT
ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびラットのBHMT（45kDa）を検出します。ホモシステイン代謝および肝臓・腎臓研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BHMT ウサギ mAb
備考/別名	BHMT1; HEL-S-61p; BHMT
種	ヒト
遺伝子ID	635
免疫原	ヒトBHMTのアミノ酸306-406に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_001704.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q93088
タンパク質分子量	45kDa
発送	保冷バッグ