


Bid ウサギポリクローナル抗体 - P55957

商品番号: CM0016224



前書き

Bid ウサギポリクローナル抗体（SWISS P55957）は、ヒトBidを標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAに適しており、マウスおよびラットとも交差反応します。アポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Bid ウサギポリクローナル抗体
備考／別名	FP497; Bid
種	ヒト
遺伝子ID	637
免疫原	ヒトBid（NP_001187.1）のアミノ酸1〜195に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55957
タンパク質分子量	22 kDa
配送	保冷剤