

Fc用ビオチン標識抗Cd4モノクローナル抗体 - P01730

商品番号: CM0011911



前書き

ヒトおよびカニクイザルCD4に対するビオチン結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。Tヘルパー細胞の同定、HIV受容体の研究、および免疫プロファイリングに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Biotin Rabbit anti-Human/Monkey CD4 mAb
備考/別名	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
種	ヒト
遺伝子ID	920 (ヒト)
免疫原	ヒトCD4組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01730
タンパク質分子量	51kDa
配送	水袋