

フローサイトメトリー用ビオチン化抗Cd45モノクローナル抗体 - P08575

商品番号: CM0005879



前書き

ヒトおよびカニクイザルCD45 (P08575) を標的とするビオチン化ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用としてバリデート済み。免疫学研究におけるT細胞活性化研究および白血球共通抗原検出に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン化ウサギ抗ヒト/サルCD45 mAb
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	5788
免疫原	ヒトCD45 (P08575) のアミノ酸26-577に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08575
タンパク質分子量	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
輸送	保冷バッグ