


フローサイトメトリー用ビオチン標識抗Cd8Aモノクローナル抗体 - P01732

商品番号: CM0011695



前書き

ヒトおよびカニクイザルのCD8aを標的とするビオチン標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでバリデーション済み。T細胞免疫表現型解析、免疫チェックポイント研究、細胞傷害性アッセイに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン標識ウサギ抗ヒト／サルCD8a mAb
備考／別名	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	925
GeneID	925
免疫原	ヒトCD8A (NP_001759.3) のアミノ酸22～182に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01732
タンパク質分子量	26 kDa
輸送条件	保冷バッグ