

フローサイトメトリー用ビオチン化抗Hla-Drモノクローナル抗体 - P01903

商品番号: CM0012105



前書き

ヒト/カニクイザルHLA-DRα鎖（P01903）を標的とするビオチン化ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に検証済み。抗原提示細胞上のMHCクラスII発現解析や免疫モニタリングに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン化ウサギ抗ヒト/サルHLA-DR mAb
備考/別名	HLA-DRA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3122
GeneID	3122
免疫原	ヒトHLA-DR組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01903
タンパク質分子量	29kDa
発送	保冷バッグ