

フローサイトメトリー用ビオチン標識抗ヒトCD11bモノクローナル抗体 - P11215

商品番号: CM0010890



前書き

フローサイトメトリー用のビオチン結合マウス抗ヒトCD11bモノクローナル抗体。単球および顆粒球に発現するヒトインテグリン α -M（MAC-1）を認識します。細胞表面染色および接着研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン標識マウス抗ヒトCD11b mAb
備考／別名	CR3A、MO1A、CD11B、MAC-1、MAC1A、SLEB6
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3684
GeneID	3684
免疫原	ヒトCD11b由来の合成ペプチド
由来	マウス
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P11215
タンパク質分子量	127 kDa
輸送	保冷バッグ