

フローサイトメトリー用 ビオチン化 抗マウス Cd117/C-Kit モノクローナル抗体 - P05532

商品番号: CM0005953



前書き

マウス CD117/c-Kit

受容体型チロシンキナーゼを標的とするビオチン化ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済みで、細胞外ドメインを検出します。幹細胞生物学、造血、癌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン化 ウサギ 抗マウス CD117/c-Kit mAb
備考/別名	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
種	マウス
GeneID (マウス)	16590
GeneID (ヒト)	3815
免疫原	マウスCD117/c-Kit (NP_001116205.1) のアミノ酸25-523に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P05532
タンパク質分子量	22kDa/108kDa/109kDa
輸送	保冷バッグ