

フローサイトメトリー用ビオチン標識抗マウス Cd161c/Nk1.1

モノクローナル抗体 - P27814

商品番号: CM0008917

前書き

マウス CD161c/NK1.1

を標的とするビオチン化ウサギモノクローナル抗体。
フローサイトメトリーで検証済みです。細胞傷害活性
およびインターフェロン-
ガンマ産生に関与する活性化型NK細胞受容体を認識
します。免疫学的研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン ウサギ抗マウス CD161c/NK1.1 mAb
備考/別名	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKR-P1; Nk1.2; Klrb1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKR-P1.9
種	マウス
GeneID (ヒト)	3820
GeneID	17059
免疫原	マウス CD161c/NK1.1 (NP_001153376.2) のアミノ酸 67-223 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P27814
タンパク質分子量	25kDa
配送条件	氷袋