

フローサイトメトリー用ビオチン標識抗マウスCd24モノクローナル抗体 - P24807

商品番号: CM0005849

前書き

フローサイトメトリー用ビオチン標識ウサギ抗マウスCD24モノクローナル抗体。胸腺細胞の発生、B細胞の調節、および免疫抑制に関与するGPIアンカー型糖タンパク質を標的とします。マウスで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン標識ウサギ抗マウスCD24 mAb
備考/別名	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrin
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	100133941
遺伝子ID	12484
免疫原	組換えタンパク質 (マウスCD24のアミノ酸27-53, NP_033976.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P24807
タンパク質分子量	8kDa
配送	アイスバッグ