


ビオチン ウサギ抗ヒト CD235a/グリコフォリンA モノクローナル抗体 (Fc用) - P02724

商品番号: CM0008564



前書き

フローサイトメトリー用、ヒト

CD235a/グリコフォリンA

を標的とするビオチン結合ウサギモノクローナル抗体。グリコフォリンAは主要な赤細胞膜タンパク質であり、MN血液型抗原を構成します。また、A型肝炎ウイルスおよび熱帯熱マラリア原虫の受容体としても機能します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン ウサギ抗ヒト CD235a/グリコフォリンA mAb
備考/別名	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPErik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2993
免疫原	組換えタンパク質 / ヒト CD235a (NP_002090.4) のアミノ酸 20-91 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P02724
タンパク質分子量	13kDa/16kDa
配送	アイスバッグ