

フローサイトメトリー用ビオチン化ウサギ抗ヒトCD34モノクローナル抗体 - P28906

商品番号: CM0011191

前書き

フローサイトメトリー用のヒトCD34（P28906）を標的とするビオチン化ウサギモノクローナル抗体。ヒト造血前駆細胞でバリデーション済み。幹細胞研究および診断アッセイ開発に適した信頼性の高い製品です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン化ウサギ抗ヒトCD34 mAb
備考／別名	CD34;CD34分子;GIG3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	947
GeneID	947
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD34（NP_001020280.1）のアミノ酸170～290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P28906
タンパク質分子量	35 kDa/41 kDa
輸送	保冷バッグ