

フローサイトメトリー用ビオチン標識ウサギ抗ヒトCd34モノクローナル抗体 - P28906

商品番号: CM0005083

前書き

造血前駆細胞マーカーであるヒトCD34を標的とする、ビオチン結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。ヒトと交差反応します。幹細胞研究や診断アッセイの開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Biotin Rabbit anti-Human CD34 mAb
備考/別名	CD34; CD34 molecule; GIG3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	947
遺伝子ID	947
免疫原	ヒトCD34 (NP_001020280.1) のアミノ酸170-290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P28906
タンパク質分子量	35kDa/41kDa
配送	氷袋