


ビオチン標識

ウサギ抗ヒトCD40モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P25942

商品番号: CM0008439



前書き

ビオチン標識のウサギ由来抗ヒトCD40モノクローナル抗体。フローサイトメトリー用として検証済み。免疫応答に関与するTNF受容体スーパーファミリーのメンバーであるヒトCD40と反応します。診断および研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン標識 ウサギ抗ヒトCD40 モノクローナル抗体
備考/別名	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
種	ヒト
遺伝子ID	958
免疫原	ヒトCD40（NP_001241.1）のアミノ酸21-193に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P25942
タンパク質分子量	22kDa/31kDa
発送条件	保冷剤（アイスバック）