

## ビオチン化ウサギ抗ヒトCD45Raモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P08575-8

商品番号: CM0010586

### 前書き

ヒトCD45RA（PTPRCのアイソフォーム6）を標的とするビオチン化ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー（FC）アプリケーションで検証済みです。研究およびIVDアッセイ開発における白血球サブタイピングに最適です。分子量は約138 kDaです。ヒトと反応します。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名        | ビオチン化ウサギ抗ヒトCD45RA mAb                                  |
| 備考/別名      | LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105 |
| 種          | ヒト                                                     |
| GeneID（ヒト） | 5788                                                   |
| GeneID     | 5788                                                   |
| 免疫原        | ヒトCD45RA（P08575-8）のアミノ酸26～482に対応する配列を含む組換え融合タンパク質      |
| 起源         | ウサギ                                                    |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                              |
| 用途         | FC                                                     |
| 交差反応性      | ヒト                                                     |
| SWISS      | P08575-8                                               |
| タンパク質分子量   | 138kDa                                                 |
| 輸送方法       | 保冷剤                                                    |