


ビオチン標識 ウサギ 抗ヒト/サル Cd14

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P08571

商品番号: CM0005390



前書き

ヒトおよびカニクイザルCD14を標的とするビオチン標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。組換え免疫原使用。単球およびマクロファージとの反応性を保証。自然免疫およびLPSシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン標識 ウサギ 抗ヒト/サル CD14 モノクローナル抗体
備考/別名	CD14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	929
GeneID	929
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD14 (NP_000582.1) のアミノ酸20-352に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	フローサイトメトリー
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08571
タンパク質分子量	40 kDa
輸送方法	保冷バッグ