

ビオチン化 ウサギ抗ヒト/サルCD16 モノクローナル抗体（Fc用） - P08637 / O75015

商品番号: CM0011673



前書き

フローサイトメトリー用のビオチン化ウサギ抗ヒト/サルCD16（FCGR3A/FCGR3B）モノクローナル抗体です。ヒトおよびカニクイザルと交差反応し、NK細胞およびADCC研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン化 ウサギ抗ヒト/サルCD16 mAb
備考/別名	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2214/2215
遺伝子ID	2214/2215
免疫原	ヒトFCGR3A/FCGR3B（P08637/O75015）のアミノ酸20-208番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISSプロットID	P08637/O75015
タンパク質分子量	29KDa/26KDa
輸送方法	保冷剤