


フローサイトメトリー用 ビオチン化ウサギ抗ヒト/サルCD20モノクローナル抗体 - P11836

商品番号: CM0005961



前書き

ヒト/サルCD20（Bリンパ球抗原CD20）を標的とする
ビオチン結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサ
イトメトリー（FC）での使用が検証済みです。カルシ
ウムシグナル伝達に関与するB細胞特異的膜タンパク
質を認識し、分子量は33～36
kDaです。免疫表現型解析やB細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン ウサギ抗ヒト/サルCD20 mAb
備考/別名	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	931
遺伝子ID	931
免疫原	ヒトCD20（NP_068769.2）のアミノ酸100～200領域の配列に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P11836
タンパク質分子量	14 kDa/33 kDa
輸送方法	氷袋