

フローサイトメトリー用 ビオチン標識

ウサギ抗ヒト/サルCd3モノクローナル抗体 - P07766

商品番号: CM0010608



前書き

ヒトおよびカニクイザルCD3イプシロンを標的とする
ビオチン結合ウサギモノクローナル抗体です。フロー
サイトメトリーでの使用が検証済みで、免疫腫瘍学研
究および診断アッセイ開発におけるT細胞プロファイ
リングに対応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン ウサギ抗ヒト/サルCD3モノクローナル抗体
別名	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	916
遺伝子ID	916
免疫原	組換えタンパク質 (ヒトCD3 アミノ酸1-126番、NP_000724.1)
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
適用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P07766
タンパク質分子量	23kDa
発送	保冷剤