

フローサイトメトリー用ビオチン化ウサギ抗ヒト/サルCD3モノクローナル抗体 - P07766

商品番号: CM0008181



前書き

ヒトおよびカニクイザルCD3イプシロン鎖に対するビオチン結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。T細胞の活性化および発生研究に不可欠なTCR-CD3複合体を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン化ウサギ抗ヒト/サルCD3モノクローナル抗体
備考/別名	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	916
遺伝子ID	916
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P07766
タンパク質分子量	23kDa
輸送方法	保冷剤