

ビオチン標識 ウサギ抗ヒト/サル Hla-Dr モノクローナル抗体（Fc用） - P01903

商品番号: CM0012367



前書き

HLA-DR

α鎖に対するビオチン標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびカニクイザル検体でのフローサイトメトリーにて検証済み。免疫細胞のフェノタイピングやMHCクラスII抗原提示研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン標識 ウサギ抗ヒト/サル HLA-DR モノクローナル抗体
備考/別名	HLA-DRA1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3122
遺伝子ID	3122
免疫原	ヒト HLA-DRA の組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01903
タンパク質分子量	29kDa
発送	保冷バッグ