


フローサイトメトリー用 ビオチン標識 ウサギ 抗マウス Cd11b

モノクローナル抗体 - P05555

商品番号: CM0004386



前書き

マウス CD11b（インテグリン α -M、CR3）に対するビオチン標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み、127 kDa のタンパク質を検出；マウス試料に反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ビオチン標識 ウサギ 抗マウス CD11b mAb
備考/別名	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	3684
GeneID	16409
免疫原	組換えタンパク質；マウス CD11b (NP_032427.2) のアミノ酸 143-337 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P05555
タンパク質分子量	127kDa
発送	保冷剤入り