

フローサイトメトリー用ビオチン標識ウサギ抗マウスCd19モノクローナル抗体 - P25918

商品番号: CM0009868

前書き

マウスCD19（UniProt P25918）に特異的なビオチン標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用にバリデーション済みです。免疫表現型解析およびB細胞発生研究におけるBリンパ球の検出に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	ビオチン標識ウサギ抗マウスCD19 mAb
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	930
遺伝子ID	12478
免疫原	マウスCD19の組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P25918
タンパク質分子量	60kDa
輸送	保冷バッグ