

フローサイトメトリー用 ビオチン化 ウサギ抗マウスCD25 モノクローナル抗体 - P01590

商品番号: CM0006151

前書き

フローサイトメトリー（FC）向けに開発された、マウスCD25（IL2RA）を標的とするビオチン結合ウサギモノクローナル抗体です。CD25はインターロイキン2受容体α鎖であり、免疫寛容や制御性T細胞（Treg）の機能において重要な役割を持っています。マウス検体の測定に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン ウサギ抗マウスCD25 モノクローナル抗体
別名	CD25; IL2r; Ly-43
対象種	マウス
ヒト遺伝子ID	3559
遺伝子ID	16184
免疫原	マウスCD25（NP_032393.3）のアミノ酸22～236番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー（FC）
交差反応性	マウス
SWISS	P01590
タンパク質分子量	30kDa
発送方法	保冷剤