

フローサイトメトリー用ビオチン ウサギ抗マウス Cd28 モノクローナル抗体 - P31041

商品番号: CM0012572



前書き

マウスCD28を標的とするビオチン結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みです。免疫学研究および診断アッセイ開発におけるT細胞活性化および共刺激研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン ウサギ抗マウス CD28 mAb
備考/別名	Cd28
種	マウス
GeneID (ヒト)	940
GeneID (マウス)	12487
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD28 (NP_031668.3) のアミノ酸20-149に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P31041
タンパク質分子量	25kDa
配送	アイスバッグ