

ビオチン化ウサギ抗マウスCd4モノクローナル抗体 - P06332

商品番号: CM0011372

前書き

フローサイトメトリー用の、マウスCD4（L3T4、Ly-4）を標的とするビオチン結合ウサギモノクローナル抗体。免疫原は細胞外ドメインをカバーしており、マウスでの検証済み。Tヘルパー細胞および免疫応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン化ウサギ抗マウスCD4モノクローナル抗体
備考／別名	L3T4; Ly-4
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	920
遺伝子ID	12504
免疫原	マウスCD4（NP_038516.1）のアミノ酸27～394に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06332
タンパク質分子量	51 kDa
輸送	保冷バッグ