

フローサイトメトリー用 ビオチン化 ウサギ抗マウスCd4 モノクローナル抗体 - P06332

商品番号: CM0005197

前書き

マウスCD4 (L3T4、Ly-4) を標的とするビオチン化ウサギモノクローナル抗体です。マウス検体を用いたフローサイトメトリーでの使用が検証済みです。ヘルパーT細胞の機能に必要なMHCクラスIIの共受容体です。Swiss-Prot: P06332。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン ウサギ抗マウスCD4 モノクローナル抗体
別名	L3T4; Ly-4
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	920
遺伝子ID	12504
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD4 (NP_038516.1) のアミノ酸27〜394番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
適用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISSプロット	P06332
タンパク質分子量	51kDa
輸送方法	保冷剤