

フローサイトメトリー用 ビオチン標識 ウサギ抗マウスCd45 モノクローナル抗体 - P06800

商品番号: CM0009244

前書き

マウスCD45（PTPRC、L-CA、B220）に対するビオチン標識ウサギモノクローナル抗体、フローサイトメトリー用。マウス試料における白血球共通抗原検出に適し、FCで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン標識 ウサギ抗マウスCD45 mAb
備考/別名	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
種	マウス
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	19264
免疫原	マウスCD45（NP_001104786.2）のアミノ酸26-566に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06800
タンパク質分子量	130 kDa/140 kDa/144 kDa
輸送・保存	-20°Cで保存