

フローサイトメトリー用ビオチン ウサギ抗マウス Cd45 モノクローナル抗体 - P06800

商品番号: CM0008686

前書き

マウスCD45 (P06800)
を標的とするビオチン化ウサギモノクローナル抗体。
フローサイトメトリーで検証済み。組換え免疫原（aa
26-
566）を使用し、免疫学研究において複数のアイソフ
ォーム（130-144
kDa）を持つマウスCD45を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン ウサギ抗マウス CD45 mAb
備考/別名	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
種	マウス
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	19264
免疫原	マウスCD45 (NP_001104786.2) のアミノ酸26-566を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06800
タンパク質分子量	130kDa/140kDa/144kDa
配送	アイスパック